




RIDDER | *Assistent*



**MONTAGEANLEITUNG
USER MANUAL**


**MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING**

Gebrauchsanleitung Rollator A0300301 / A0300317




Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die weitere Nutzung auf! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei fehlerhafter Montage oder unsachgemäßem Gebrauch des Rollators.

Lieferumfang



1 x vormontierter Rollator inkl. Korb (max. Inhalt Korb: 12 L, max. Belastung Korb: 5 kg)



1 x Tablett (Max. Belastung: 5 kg)



1 x Montage- und Gebrauchsanleitung

Technische Daten:

Artikelnummer: A0300301 / A0300317

Modell: Rollator PIT

Größtes Aufstellmaß (BxHxT): ca. 540 x 950 x 750 mm

Kleinstes Faltmaß (BxHxT, Zubehör demontiert): ca. 540 x 970 x 280 mm

Gewicht des Rollators (ohne Zubehör): ca. 6,6 kg


Max. Benutzergewicht Rollator: 100 kg

Max. Belastbarkeit Korb / Tablett: 5 kg

Griffhöhe: ca. 835 - 950 mm

i HINWEIS!

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, sodass keine Schäden am Produkt entstehen. Prüfen Sie den kompletten Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte an die angegebene Serviceadresse.



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Rutschfester Handgriff | 8. Schwenkrad mit Reflektoren |
| 2. Feststeller für Handbremse | 9. Justierung der Bremsen |
| 3. Handbremse | 10. Hinterrad mit Bremse |
| 4. Bremskabel | 11. Rahmen |
| 5. Tablett | 12. Arretierung für Höhenverstellbarkeit |
| 6. Korb | 13. Griffrohre |
| 7. Druckknopf für Klappmechanismus | |

[i] HINWEIS!

Stabilitätshinweise:

Der Rollator kann bis zu einem individuellen Gewicht von 100 kg Unterstützung gewährleisten, inklusive der Befüllung des Korbs und des Tablett. Korb und Tablett dürfen mit maximal 5 kg befüllt werden.

 WARNUNG!	Achtung, Gefährdung! Missachtung dieser Gefährdung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
 VORSICHT!	Achtung, Gefährdung! Missachtung dieser Gefährdung kann zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen.
 HINWEIS!	Warnung vor möglichen Sachschäden

	Min. und max. Höhe des Rollators
	Max. Breite des Rollators
	Max. Gewicht des Benutzers
	Verwendbar im Innenbereich
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Kontakt Inverkehrbringer
	Herstelldatum
	Konformitätserklärung (CE-Konform)
	Medizinprodukt
	Warnung vor Handverletzungen
	Entsorgung der Verpackung

** HINWEIS!**

Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu persönlichen Schäden führen. Bitte montieren oder verwenden Sie den Artikel nicht bevor Sie die Gebrauchsanleitung genau gelesen und verstanden haben. Sollten Sie die Anleitung und Hinweise nicht verstehen, kontaktieren Sie einen Fachmann oder setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung bevor Sie den Artikel anwenden – andernfalls könnte es zu Schäden kommen. Zur korrekten Einstellung und Benutzung sollten Sie immer Ihren Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Rollator dient motorisch eingeschränkten Personen als Gehhilfe im Innenbereich. Er kann zusätzlich als Transportmittel von Gegenständen genutzt werden. Der Rollator ist nur für private Zwecke vorgesehen und dient nicht dem Einsatz im gewerblichen Bereich. Verwenden Sie den Artikel ausschließlich wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Die empfohlene Nutzungsdauer des Produkts beläuft sich auf max. 5 Jahre. Bei dieser Angabe wird die Beachtung der bestimmungsgemäßen Handhabungs-, Pflege- und Sicherheitshinweise vorausgesetzt.

Sicherheitshinweise** WARNUNG!**

- Dieser Rollator ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Nutzen Sie ihn nicht draußen.
- Das Produkt ist nicht zur Nutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten ausgelegt. Es darf nicht mangels Wissen oder Erfahrung genutzt werden, es sei denn, es hat eine Unterweisung in das Produkt stattgefunden, welche über Risiken aufgeklärt hat und die betroffenen Personen werden durch eine für die Betreuung zuständige Person beaufsichtigt.
- Dieser Rollator ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Nutzen Sie den Rollator nicht unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder sonstigen Mitteln, die Ihre körperliche und geistige Wahrnehmung und Motorik beeinträchtigen.
- Alle Reifen müssen während dem Gebrauch ständig in festem Kontakt mit dem Boden sein. Dies garantiert die richtige Ausrichtung des Rollators. Nutzen Sie den Rollator daher nicht auf unebenen Untergründen, wie z.B. Sand oder Kies. Achten Sie auch besonders auf Unebenheiten im Boden. Vermeiden Sie, wenn möglich, diese zu überfahren, da sich die Räder in den Vertiefungen festsetzen könnten.
- Nutzen Sie den Rollator nicht auf sehr nassen Untergründen. Rutschige Oberflächen beeinträchtigen die Rutschfestigkeit der Räder stark.
- Nutzen Sie den Rollator nicht bei schlechten Sichtverhältnissen (z.B. im Dunklen).
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Treppen oder Rolltreppen.
- Transportieren Sie Gegenstände immer im dafür vorgesehenen Korb oder auf dem Tablett. Achten Sie dabei auf das max. Belastungsgewicht und die max. Kapazität.

- Achten Sie bei der Einstellung der Griffhöhe darauf, dass Sie bei der Nutzung des Rollators eine aufrechte, für Sie angenehme Körperhaltung einnehmen. Um Haltungsschäden vorzubeugen, lassen Sie sich von einer fachmännischen Person für Sanitäts- und Rehaprodukte unterweisen.
- Prüfen Sie, ob die Griffe beidseitig auf gleicher Höhe eingestellt und die Arretierknöpfe korrekt eingerastet sind.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktion der Bremsen und stellen Sie sicher, dass der Rollator komplett entfaltet ist.
- Untersuchen Sie den Rollator regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Lassen Sie defekte Komponenten sofort austauschen und nutzen Sie den Rollator bis zur vollständigen Reparatur nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- **Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist!**
- Beachten Sie stets die max. Belastungsgrenzen des Rollators und des Zubehörs. Überschreiten Sie diese niemals, da sonst die Funktion und Stabilität des Produktes nicht vollständig gewährleistet ist.
- Stellen und setzen Sie sich nicht auf den Rollator und nutzen Sie ihn niemals als Aufsteh- oder Aufstieghilfe!
- Da der Rollator mit einer Klappfunktion ausgestattet ist, besteht stets, und besonders beim Auf- und Zusammenklappen die Gefahr, sich zu quetschen oder zu klemmen. Achten Sie stets darauf, sich nicht die Finger oder Hand zu klemmen.
- Verbrennungsgefahr! Setzen Sie den Rollator keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen extremen Wärmequellen aus, da sich das Material schnell erhitzen kann.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Inbetriebnahme





VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Einklemmen, während der gesamten Montage!



Der Rollator wird zusammengeklappt geliefert.

Rollator auseinanderfalten:




1 Entnehmen Sie den Rollator aus der Verpackung.

1.1 Legen Sie die Griffrohre in die richtige Position. Achten Sie darauf, dass die Arretierknöpfe an den Seiten des Rahmens geöffnet sind.



1.2 Ziehen Sie den Bremshebel in Richtung Handgriff und umschließen Sie ihn mit dem Feststeller.

1.3 Führen Sie nun die Griffrohre in die Rohre des Rahmens ein.



1.4 Ziehen Sie schließlich Vorder- und Hinterräder so weit es geht auseinander, bis das Gestell einrastet. Es ist ein Klicken zu hören.

Griffhöhe einstellen:



i HINWEIS!

Die Griffhöhe des Rollators ist mithilfe der Arretierung in 5 Stufen einstellbar. Nehmen Sie eine aufrechte, aber bequeme Position ein und lassen Sie die Arme locker hängen. In dieser Haltung sollten Ihre Hände den Griff des Rollators umfassen können **1**.




⚠ WARNUNG!



Eine falsche Einstellung der Griffhöhe kann zu Haltungsschäden und anderen Verletzungen führen **2** + **3**. Nutzen Sie den Rollator nur mit der für Sie korrekt eingestellten Griffhöhe.



Öffnen Sie, falls noch nicht geschehen, die Arretierung **4**. Verstellen Sie den Griff auf beiden Seiten in eine für Sie angenehme Position. Achten Sie darauf, dass sich beide Griffrohre auf der gleichen Höhe befinden. Zur Orientierung sind auf dem Rohr neben der Höheneinstellung Zahlen angegeben **5**. Schließen Sie nun die Arretierungsknöpfe auf beiden Seiten, so dass diese in dem dafür vorgesehenen Loch am Griffrohr einrasten. Der Arretierungsknopf muss auf beiden Seiten auf Höhe der gleichen Zahl einrasten. Beachten Sie, dass der Arretierungsknopf immer ordnungsgemäß in einem der 5 dafür vorgesehenen Löcher eingerastet sein muss **6**.



Korb entfalten:




7. Lösen Sie den Korb, indem Sie die hintere Strebe, an der der Korb befestigt ist, nach hinten ziehen. Der Korb löst sich und kann dann heruntergeklappt werden.

7.1 Sobald ein Klick zu hören ist, ist der Korb eingerastet und kann verwendet werden.

Der Korb lässt sich jederzeit mithilfe der Klettverschlüsse vom Rollator lösen.

Feststellbremse lösen:



8. Öffnen Sie nun die Bremsen, indem Sie den Feststeller von der Handbremse lösen.

Ihr Rollator ist nun einsatzbereit.

Legen Sie bei Bedarf das Tablett in die Halterung.


Richtiger Gebrauch im Alltag:

⚠️ WARNUNG!

Um die bestmögliche Stützleistung zu erzielen, halten Sie den Rollator nah an Ihrem Körper. Nur dann ist ein sicherer Gang gewährleistet. Führen Sie den Rollator zu weit von Ihrem Körper entfernt, kann dieser leicht wegrollen und Sie werden ggf. nicht ausreichend gestützt.




Aktivierung der Bremsen:



1 Handbremse (während dem Gehen)



Ziehen Sie den Bremshebel mit beiden Händen gleichzeitig und mit gleicher Intensität hoch in Richtung Haltegriff. Zum Lösen lassen Sie diesen einfach wieder locker. Je fester Sie ziehen, umso höher ist die Bremsleistung. Ist die Bremsleistung trotz festem Ziehen zu gering, muss die Bremse ggf. nachgestellt werden.



2 Bremse feststellen (Bei Nicht-Gebrauch)



Ziehen Sie die Handbremse, wie in Punkt 1 beschrieben, an den Griff heran. Dann klemmen Sie den Bremhebel mithilfe des Feststellers fest, sodass sich die Handbremse nicht wieder lösen kann.

Zusammenklappen:



1 Stellen Sie die Bremse fest und entnehmen Sie das Tablett.

2 Klappen Sie den Korb ein, indem Sie die beiden Streben zusammenziehen und den Korb nach oben klappen.



3 Unter dem Korb befindet sich ein gelber Knopf. Drücken Sie diesen um den Rollator zu entriegeln und halten Sie ihn während des Klappvorgangs gedrückt.

2 Klappen Sie nun die Hinterräder des Rollators soweit wie möglich in Richtung der Vorderräder. Stellen Sie bei Bedarf die Griffhöhe auf die niedrigste Stufe ein.

Aufbewahrung:

Zur Aufbewahrung sollte immer die Feststellbremse aktiviert sein.

Lagern Sie den Rollator an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur (ca. 20°C). Schützen Sie ihn vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung oder sonstigen Witterungseinflüssen. Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.

Reinigung und Pflege:

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise. Bei unsachgemäßer Durchführung kann das Produkt beschädigt werden.

Reinigen Sie den Rollator sanft mit Wasser und handelsüblichem Haushaltsreiniger. Trocknen Sie das Produkt anschließend mit einem Tuch ab.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und achten Sie stets darauf, den Rollator keinem harten Wasserstrahl (z.B. durch Hochdruckreiniger) auszusetzen, da sonst Kleinteile bzw. die Oberfläche des Produkts beschädigt werden können.

Wartung:

Prüfen Sie vor jeder Nutzung die Funktionstüchtigkeit des Rollators.

Folgende Teile bedürfen dabei Ihrer besonderen Aufmerksamkeit:

- Bremsen
- Räder
- Schraubverbindungen
- Gesamterscheinung des Produkts
- Arretierungen

Entsorgung des Rollators:

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß geltender Vorschriften über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale Entsorgungseinrichtung. Informieren Sie sich dort bei Bedarf über die korrekte und umweltgerechte Entsorgung.



Entsorgung der Verpackung:


Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Achten Sie dabei auf eine sortenreine Mülltrennung.

User manual for walker A0300301 / A0300317




Dear customer,
thank you for choosing our product. Before use, please read the safety instructions carefully and keep the manual for further use. The manufacturer assumes no liability for incorrect assembly or improper use of the walker.

Delivery content



1x pre-mounted walker incl. basket (max. capacity basket: 12 L,
max. load limit: 5 kg / 11 lbs)



1 x tray (max. load limit: 5 kg / 11 lbs)



1 x mounting and user manual

Technical Data:

Item no: A0300301 / A0300317

Model: Walker PIT

Max. dimension of the mounted walker (w x h x d): approx. 540 x 950 x 750 mm
(approx. 21.26 x 37.4 x 29.53 inch)

Smallest dimension of the folded walker (demounted front wheels and accessories):
approx. 540 x 970 x 280 mm (approx. 21.26 x 38.19 x 11.02 inch)

Weight of the walker (without accessories): approx. 6,6 kg (14.55 lbs)


Max. user weight: 100 kg (220 lbs)

Max. load limit basket/tray: 5 kg (11 lbs)

Grip height: approx. 835 - 950 mm (approx. 32.87 - 37.4 inch)

i NOTE!

Please open the packaging carefully, so that the product does not get damaged. Check the full delivery content for completeness and intactness. If you find any defects, please contact the service address given.



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anti-slip handgrip | 8. Swivel wheel with reflectors |
| 2. Parking brake for handbrake | 9. Adjusting the brakes |
| 3. Hand brake | 10. Rear wheel with brake |
| 4. Brake cable | 11. Frame |
| 5. Tray | 12. Lock for height adjustment |
| 6. Basket | 13. Handle tubes |
| 7. Button for folding mechanism | |

i* NOTE!*Stability notes:**

The walker supports an individual weight up to 100 kg (220lbs), INCLUDING the loading of the basket and the tray. Tray and basket have a weight limit of 5 kg (11lbs).

 WARNING!	Warning, danger! Failure of respect the danger can result in serious injury or death.
 CAUTION!	Caution, danger! Failure of respect the danger can result in minor or moderate injury.
 NOTE!	Mind possible property damages

	Min. and max. height of the walker
	Max. width of the walker
	Max. user weight
	Can be used indoors
	Follow the instructions!
	Contact details distributor
	Date of manufacture
	Declaration of conformity (CE conformity)
	Medical product
	Mind hand injuries
	Disposal of the packaging

i NOTE!

Failure to observe these safety instructions can lead to personal damage. Please do not assemble or use the item until you have carefully read and understood the instructions for use. If you do not understand the instructions and information, contact a specialist or contact the dealer before using the article - otherwise damage could result. You should always consult your doctor or therapist for correct setting and use.

Intended Use

This walker serves as a walking aid for people with restricted mobility indoors. It can also be used as a means of transporting objects. The rollator is only intended for private purposes and is not intended for use in the commercial sector. Use the article only as described in the instructions for use.

The recommended service life of the product is a maximum of 5 years. This information assumes that the intended handling, care and safety instructions are observed.

Safety instructions** WARNING!**

- This walker is intended for indoor use only. Don't use it outdoors.
- The product is not for use by persons with limited physical, sensory or mental abilities designed. It may not be used due to a lack of knowledge or experience, unless instruction has taken place in the product, which has clarified the risks and the persons concerned are supervised by a person responsible for supervision.
- This walker is not a toy! Do not leave children unattended.
- Do not use the rollator under the influence of alcohol, medication or anything else Agents that affect your physical and mental cognition and motor skills.
- All tires must be in constant contact with the ground during use.
This guarantees the correct alignment of the walker. Therefore, do not use the walker on uneven surfaces such as sand or gravel. Also, pay special attention to bumps in the floor. If possible, avoid driving over them, as the wheels could get stuck in the depressions.
- Do not use the walker on very wet surfaces. Slippery surfaces strongly impair the slip resistance of the wheels.
- Do not use the walker when visibility is poor (e.g. in the dark).
- Do not use the device on stairs or escalators.
- Always transport objects in the basket or on the tray provided.
Pay attention to the max. load weight and the max. capacity.
- When adjusting the handle height, make sure that you are in an upright posture that is comfortable for you when using the walker. In order to prevent bad posture, let yourself be instructed by a professional for medical and rehabilitation products.

- Check that the handles are set at the same height on both sides and that the locking buttons are correctly engaged.
- Before each use, check the function of the brakes and make sure that the rollator is completely unfolded.
- Check the walker regularly for damage and wear. Have defective components replaced immediately and do not use the walker until it has been completely repaired. Do not make any changes to the product.
- Do not use the product if it is damaged!
- Always observe the maximum load limits of the rollator and the accessories.
Never exceed this limit, otherwise the function and stability of the product cannot be fully guaranteed.
- Do not stand or sit on the rollator and never use it as a stand-up or ascent aid!
- Since the walker is equipped with a folding function, there is always, and especially when unfolding and folding, the risk of being squeezed or pinched.
Always be careful not to pinch your fingers or hand.
- Risk of burns! Do not expose the walker to direct sunlight or other extreme heat sources, as the material can heat up quickly.
- Keep packaging material away from children.

Commissioning




CAUTION!


Risk of injury from trapping during the entire assembly!

The walker is delivered folded.

Unfold the walker:





1



1.1

1 Take the walker out of the packaging.

1.1 Put the handle tubes in the correct position. Make sure that the locking buttons on the sides of the frame are open.



1.2 Pull the brake lever towards the handle and enclose it with the locking.

1.3 Now insert the handle tubes into the tubes of the frame.



1.4 Finally, pull the front and rear wheels apart as far as possible until the frame clicks into place. A click is heard.

Adjust the handle height:

i NOTE!

The handle height of the walker can be adjusted in 5 levels using the lock. Assume an upright but comfortable position with your arms hanging loosely. In this position, your hands should be able to grip the handle of the walker **1**.




⚠ WARNING!



Incorrect handle height adjustment can lead to poor posture and other injuries **2** + **3**. Only use the walker with the handle height that is correctly set for you.



If you have not already done so, open the lock **4**. Adjust the handle on both sides to a position that is comfortable for you. Make sure that both handle tubes are at the same height. There are numbers on the tube next to the height adjustment for orientation **5**. Now close the locking buttons on both sides so that they snap into the designated hole on the handlebar. The locking button must click into place at the same number on both sides. Please note that the locking button must always be properly engaged in one of the 5 holes provided for it **6**.



Unfold the basket:




7. Loosen the basket by pulling back on the rear strut that holds the basket. The basket releases and can then be folded down.

7.1 As soon as a click can be heard, the basket is locked and can be used.

The basket can be removed from the walker at any time using the Velcro fasteners.

Release the parking brake:



8. Now open the brakes by releasing the parking brake from the handbrake.

Your walker is now ready for use.

If necessary, place the tray in the holder.


Correct use in everyday life:

WARNING!

To achieve the best possible support, hold the walker close to your body. Only then is a safe walk guaranteed. If you take the walker too far away from your body, it can roll away easily and you may not be adequately supported.




Activation of the brakes:



1 Handbrake (while walking)



Pull the brake lever up towards the handlebar with both hands at the same time and with the same intensity. To loosen it, just let it loose again. The harder you pull, the greater the braking power. If the braking power is too low despite firm pulling, the brake may have to be readjusted.



2 Lock the brake (when not in use)



Pull the handbrake towards the handle as described in point 1. Then clamp the brake lever with the aid of the parking brake so that the handbrake cannot be released again.

Fold:



1 Lock the brake and remove the tray.

2 Fold the basket in by pulling the two struts together and folding the basket upwards.



3 There is a yellow button under the basket. Press this to unlock the walker and keep it pressed during the folding process.

2 Now fold the rear wheels of the walker as far as possible towards the front wheels. If necessary, adjust the handle height to the lowest level.

Storage:

For storage, the parking brake should always be activated.

Store the walker in a dry place by room temperature (approx. 20 ° C). Protect it from frost, direct sunlight or other weather influences. Keep the product out of the reach of children.

Cleaning and care:

Please note the cleaning and care instructions. Improper operation can damage the product.

Clean the walker gently with water and a standard commercial cleaner. Then dry the product with a cloth.

Do not use any aggressive cleaning agents and always make sure not to expose the walker to a hard water jet (e.g. from a high pressure cleaner), as this could damage small parts or the surface of the product.

Maintenance:

Before each use, check the functionality of the walker.

The following parts require your special attention:

- Brakes
- Wheels
- Crew connections
- Overall appearance of the product
- Locks

Disposal of the walker:

Please dispose the product in accordance with the applicable regulations via an approved waste disposal company or via the municipal waste facility. If necessary, inform yourself about correct and environmentally friendly disposal.



Disposal of the packaging:


Please dispose the packaging environmentally friendly. Make sure that you separate the waste properly.

Manuel d'utilisation pour déambulateur A0300301 / A0300317




Cher client,
merci d'avoir choisi notre produit. Avant utilisation, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et conserver le manuel pour une utilisation ultérieure. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage incorrect ou d'utilisation incorrecte du déambulateur.

Contenu de la livraison



1 x déambulateur prémonté incl. panier
(contenu max. panier: 12 L, charge max. panier: 5 kg)



1 x plateau (charge max.: 5 kg)



1 x manuel d'utilisation

Données techniques:

Réf: A0300301 / A0300317

Modèle: Déambulateur PIT

Max. dimension du déambulateur monté (l x h x p): env. 540 x 950 x 750 mm

Plus petite dimension du déambulateur plié (accessoires démontés): env. 540 x 970 x 280 mm

Poids du déambulateur (sans accessoires): env. 6,6 kg


Max. poids de l'utilisateur: 100 kg

Max. limites de charge panier et plateau: 5 kg

Hauteur de la poignée: env. 835 - 950 mm

i REMARQUE!

Veuillez ouvrir soigneusement l'emballage afin que le produit ne soit pas endommagé. Vérifiez l'intégralité et l'intégrité du contenu de la livraison. Si vous constatez des défauts, veuillez contacter l'adresse de service indiquée.



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Poignée antidérapante | 8. Roue pivotante avec réflecteurs |
| 2. Serrure pour frein à main | 9. Réglage des freins |
| 3. Frein à main | 10. Roue arrière avec frein |
| 4. Câble de frein | 11. Cadre |
| 5. Plateau | 12. Serrure pour le réglage de la hauteur |
| 6. Panier | 13. Tubes de poignée |
| 7. Bouton pour mécanisme de pliage | |

[i] REMARQUE!

Conseils de stabilité:

Le déambulateur peut supporter jusqu'à un poids individuel de 100 kg, y compris le remplissage du panier et du plateau. Le panier et le plateau peuvent être remplis avec un maximum de 5 kg.

 ATTENTION !	Attention, danger! Le non-respect du danger peut entraîner des blessures graves ou la mort.
 MISE EN GARDE !	Attention, danger! Le non-respect du danger peut entraîner des blessures légères ou modérées.
 REMARQUE !	Attention aux dommages matériels éventuels

	Min. et max. hauteur du déambulateur
	Max. largeur du déambulateur
	Max. poids de l'utilisateur
	Peut être utilisé à l'intérieur
	Suivez les instructions!
	Coordonnées du distributeur
	Date de fabrication
	Déclaration de conformité (conformité CE)
	Produit médical
	Attention aux blessures aux mains
	Élimination de l'emballage

i REMARQUE !

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages corporels. Veuillez ne pas assembler ou utiliser l'article avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les instructions et les informations, contactez un spécialiste ou contactez le revendeur avant d'utiliser l'article - sinon des dommages pourraient en résulter. Vous devez toujours consulter votre médecin ou votre thérapeute pour un réglage et une utilisation corrects.

Utilisation conforme:

Ce déambulateur sert d'aide à la marche pour les personnes à mobilité réduite à l'intérieur. Il peut également être utilisé comme moyen de transport d'objets. Le déambulateur est uniquement destiné à un usage privé et n'est pas destiné à être utilisé dans le secteur commercial. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans les instructions d'utilisation.

La durée de vie recommandée du produit est de 5 ans maximum. Ces informations supposent le respect des instructions de manipulation, d'entretien et de sécurité prévues.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

- Ce déambulateur est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées. Il ne peut être utilisé par manque de connaissances ou d'expérience, sauf si une instruction a eu lieu dans le produit, qui a clarifié les risques et que les personnes concernées sont supervisées par un responsable de la surveillance.
- Ce déambulateur n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas le rollator sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de toute autre chose Agents qui affectent votre cognition physique et mentale et vos capacités motrices.
- Tous les pneus doivent être en contact constant avec le sol pendant l'utilisation. Cela garantit l'alignement correct du déambulateur. Par conséquent, n'utilisez pas le déambulateur sur des surfaces inégales telles que du sable ou du gravier. Portez également une attention particulière aux bosses dans le sol. Si possible, évitez de rouler dessus, car les roues pourraient se coincer dans les dépressions.
- Ne pas utiliser le déambulateur sur des surfaces très humides. Les surfaces glissantes nuisent gravement à la résistance au glissement des roues.
- N'utilisez pas le rollator lorsque la visibilité est mauvaise (par exemple dans l'obscurité).
- N'utilisez pas l'appareil dans des escaliers ou des escalators.
- Transportez toujours les objets dans le panier ou sur le plateau fourni.
Faites attention au poids de charge max. et à la capacité max.
- Lors du réglage de la hauteur de la poignée, assurez-vous que vous êtes dans une position

droite qui est confortable pour vous lorsque vous utilisez le déambulateur. Afin de prévenir les mauvaises postures, laissez-vous instruire par un professionnel des produits médicaux et de rééducation.

- Vérifier que les poignées sont réglées à la même hauteur des deux côtés et que les boutons de verrouillage sont correctement enclenchés.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement des freins et assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié.
- Vérifiez régulièrement que le déambulateur n'est ni endommagé ni usé. Faites remplacer immédiatement les composants défectueux et n'utilisez pas le déambulateur tant qu'il n'a pas été complètement réparé. N'apportez aucune modification au produit.
- **N'utilisez pas le produit s'il est endommagé!**
- Respectez toujours les limites de charge maximale du déambulateur et des accessoires.
Ne dépassez jamais cette limite, sinon le fonctionnement et la stabilité du produit ne peuvent pas être entièrement garantis.
- Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur le déambulateur et ne l'utilisez jamais pour vous aider à vous tenir debout ou à grimper!
- Puisque le déambulateur est équipé d'une fonction de pliage, il y a toujours, et spécialement lors du dépliage et du pliage, risque d'écrasement ou de pincement. Veillez toujours à ne pas vous pincer les doigts ou la main.
- Risque de brûlures ! N'exposez pas le rollator à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur extrême, car le matériau peut chauffer rapidement.
- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Mise en service





⚠ MISE EN GARDE!

Risque de blessure par coincement pendant tout le montage.



Le déambulateur est livré plié.

Dépliez le déambulateur:




1 Sortez le déambulateur de son emballage.

1.1 Mettez les tubes de la poignée dans la bonne position. Assurez-vous que les boutons de verrouillage sur les côtés du cadre sont ouverts.



1.2 Tirez le levier de frein vers la poignée et enfermez-le avec le verrou.

1.3 Insérez maintenant les tubes de la poignée dans les tubes du cadre.



1.4 Enfin, écartez les roues avant et arrière autant que possible jusqu'à ce que le cadre s'enclenche. Un clic se fait entendre.

Ajustez la hauteur de la poignée:

i REMARQUE !


La hauteur de la poignée du déambulateur peut être réglée sur 5 niveaux à l'aide de la serrure. Adoptez une position droite mais confortable avec vos bras pendants librement. Dans cette position, vos mains doivent pouvoir saisir la poignée du déambulateur **1**.

⚠ ATTENTION !


Un réglage incorrect de la hauteur de la poignée peut entraîner une mauvaise posture et d'autres blessures **2** + **3**. N'utilisez le déambulateur qu'avec la hauteur de poignée correctement réglée pour vous.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez la serrure **4**. Ajustez la poignée des deux côtés dans une position confortable pour vous. Assurez-vous que les deux tubes de poignée sont à la même hauteur. Il y a des chiffres sur le tube à côté du réglage de la hauteur pour l'orientation **5**. Fermez maintenant les boutons de verrouillage des deux côtés afin qu'ils s'enclenchent dans le trou désigné sur le guidon. Le bouton de verrouillage doit s'encliquer des deux côtés au même numéro. Veuillez noter que le bouton de verrouillage doit toujours être correctement engagé dans l'un des 5 trous prévus à cet effet **6**.





Dépliez le panier:




7. Desserrez le panier en tirant sur la béquille arrière qui maintient le panier. Le panier se déverrouille et peut alors être rabattu.

7.1 Dès que vous entendez un clic, le panier est verrouillé et peut être utilisé.

Le panier peut être retiré du rollator à tout moment à l'aide des fermetures velcro.

Relâchez le frein de stationnement :



8. Ouvrez maintenant les freins en desserrant le frein de stationnement du frein à main.

Votre déambulateur est maintenant prêt à l'emploi.

Si nécessaire, placez le plateau dans le support.


Utilisation correcte au quotidien:

⚠ ATTENTION !

Pour obtenir le meilleur soutien possible, tenez le déambulateur près de votre corps. Ce n'est qu'alors qu'une promenade en toute sécurité peut être garantie. Si vous éloignez trop le déambulateur de votre corps, il peut rouler facilement et vous risquez de ne pas être suffisamment soutenu.




Activation des freins:



1 Frein à main (en marchant)



Tirez le levier de frein vers le guidon avec les deux mains en même temps et avec la même intensité. Pour le desserrer, il suffit de le lâcher à nouveau. Plus vous tirez fort, plus la puissance de freinage est grande. Si la puissance de freinage est trop faible malgré une traction ferme, le frein peut devoir être réajusté.



2 Verrouillez le frein (lorsqu'il n'est pas utilisé)


Tirez le frein à main vers la poignée comme décrit au point 1. Serrez ensuite le levier de frein à l'aide du frein de stationnement afin que le frein à main ne puisse plus être desserré.

Effondrer:



1 Appliquer le frein et retirer le plateau.

2 Pliez le panier en tirant les deux entretoises ensemble et en repliant le panier vers le haut.



1 Il y a un bouton jaune sous le panier. Appuyez dessus pour déverrouiller le rollator et maintenez-le enfoncé pendant le processus de pliage.

2 Rabattez maintenant les roues arrière du rollator aussi loin que possible vers les roues avant. Si nécessaire, réglez la hauteur de la poignée au niveau le plus bas.

Espace de rangement:

Pour le stockage, le frein de stationnement doit toujours être activé. Conservez le déambulateur dans un endroit sec à température ambiante (environ 20 ° C). Protégez-le du gel, de la lumière directe du soleil ou d'autres influences météorologiques. Gardez le produit hors de la portée des enfants.

Nettoyage et entretien:

Veuillez noter les instructions de nettoyage et d'entretien. Un fonctionnement incorrect peut endommager le produit.

Nettoyez doucement le déambulateur avec de l'eau et un nettoyeur commercial standard. Séchez ensuite le produit avec un chiffon.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et veillez toujours à ne pas exposer le déambulateur à un jet d'eau dure (par ex. D'un nettoyeur haute pression), car cela pourrait endommager de petites pièces ou la surface du produit.

Maintenance:

Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement du déambulateur. Les pièces suivantes nécessitent une attention particulière:

- Freins
- Roues
- Connexions à vis
- Aspect général du produit
- Serrures

Mise au rebut du déambulateur:

Veuillez éliminer le produit conformément aux réglementations en vigueur via une entreprise d'élimination des déchets agréée ou via la déchetterie municipale. Si nécessaire, informez-vous sur une élimination correcte et respectueuse de l'environnement.



Mise au rebut de l'emballage:


Veuillez éliminer l'emballage de manière écologique. Assurez-vous de bien séparer les déchets.

Gebruiksaanwijzing voor rollator A0300301 / A0300317




Beste klant,
bedankt voor het kiezen van ons product. Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar de handleiding voor verder gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuiste montage of oneigenlijk gebruik van de rollator.

Levering inhoud



1x voorgemonteerde rollatorincl. mand
(max. capaciteit mand: 12 L, max. laadlimiet mand: 5 kg)



1 x dienblad (laadlimiet: 5 kg)



1 x montage- en gebruikershandleiding

Technische data:

Item nummer: A0300301 / A0300317

Model: Walker PIT

Max. afmeting van de opgezette rollator (bxhxd): ca. 540 x 950 x 750 mm

Kleinste afmeting van de opgevouwen rollator (gedemonteerde accessoires):

ca. 540 x 970 x 280 mm

Gewicht van de rollator (zonder accessoires): ca. 6,6 kg


Max. gebruikersgewicht: 100 kg

Max. draagvermogen mand/dienblad: 5 kg

Greephoogte: ca. 835 - 950 mm

i NOTITIE !

Open de verpakking voorzichtig, zodat het product niet beschadigd raakt. Controleer de volledige leveringsinhoud op volledigheid en intactheid. Neem bij defecten contact op met het opgegeven serviceadres.



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Antislip handgreep | 8. Zwenkwiel met reflectoren |
| 2. Slot voor handrem | 9. Remmen afstellen |
| 3. Handrem | 10. Achterwiel met rem |
| 4. Remkabel | 11. Kader |
| 5. Dienblad | 12. Vergrendeling voor hoogteverstelling |
| 6. Mand | 13. Handvatbuizen |
| 7. Knop voor vouwmechanisme | |

[i] NOTITIE!

Stabiliteitsopmerkingen:

De rollator ondersteunt een individueel gewicht tot 100 kg, INCLUSIEF het laden van de mand en het dienblad. Lade en mand hebben een gewichtslimiet van 5 kg.

 WAARSCHUWING!	Waarschuwing, gevaar! Het negeren van dit gevaar kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
 VOORZICHTIGHEID!	Voorzichtig, gevaar! Het negeren van dit gevaar kan leiden tot licht of matig letsel.
 NOTITIE!	Let op mogelijke materiële schade

	Min. en max. hoogte van de rollator
	Max. breedte van de rollator
	Max. gebruikersgewicht
	Kan binnen worden gebruikt
	Volg de instructies!
	Contactgegevens distributeur
	Fabricagedatum
	Conformiteitsverklaring (CE-conformiteit)
	Medisch product
	Handblessures opvangen
	Afvoer van de verpakking

NOTITIE!

Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot persoonlijke schade. Monteer of gebruik het artikel niet voordat u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebt gelezen en begrepen. Als u de instructies en informatie niet begrijpt, neem dan contact op met een specialist of neem contact op met de dealer voordat u het artikel gebruikt - anders kan er schade ontstaan. Voor de juiste instelling en gebruik dient u altijd uw arts of therapeut te raadplegen.

Beoogd gebruik

Deze rollator dient als loophulpmiddel voor mensen met beperkte mobiliteit binnenshuis. Het kan ook worden gebruikt als een middel om objecten te vervoeren. De rollator is alleen bedoeld voor privédoeleinden en is niet bedoeld voor gebruik in de commerciële sector. Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

De aanbevolen levensduur van het product is maximaal 5 jaar. Deze informatie gaat ervan uit dat de beoogde hanterings-, verzorgings- en veiligheidsinstructies in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

- Deze rollator is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens ontworpen. Het mag niet worden gebruikt wegens gebrek aan kennis of ervaring, tenzij instructie in het product heeft plaatsgevonden, waardoor de risico's zijn opgehelderd en de betrokken personen onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht.
- Deze rollator is geen speelgoed! Laat kinderen niet onbeheerd achter.
- Gebruik de rollator niet onder invloed van alcohol, medicijnen of iets anders. Middelen die van invloed zijn op je fysieke en mentale cognitie en motoriek.
- Alle banden moeten tijdens het gebruik constant in contact zijn met de grond. Dit garandeert de juiste uitlijning van de rollator. Gebruik de rollator daarom niet op oneffen oppervlakken zoals zand of grind. Let ook goed op oneffenheden in de vloer. Vermijd indien mogelijk om eroverheen te rijden, omdat de wielen in de verdiepingen kunnen vast komen te zitten.
- Gebruik de rollator niet op zeer natte oppervlakken. Gladde oppervlakken de slipweerstand van de wielen sterk verminderen.
- Gebruik de rollator niet bij slecht zicht (bijvoorbeeld in het donker).
- Gebruik het apparaat niet op trappen of roltrappen.
- Transporteer voorwerpen altijd in de mand of op de daarvoor bestemde bak. Let op het max.laadgewicht en de max.capaciteit.
- Zorg er bij het verstellen van de hoogte van de handgreep voor dat u rechtop staat, comfortabel voor u bij het gebruik van de rollator. Om een slechte houding te voorkomen, laat je je door een professional instrueren voor medische en revalidatieproducten.

- Controleer of de handgrepen aan beide zijden op dezelfde hoogte staan en of de vergrendelingsknoppen goed vastzitten.
- Controleer voor elk gebruik de werking van de remmen en zorg ervoor dat de rollator volledig is uitgeklapd.
- Controleer de rollator regelmatig op beschadigingen en slijtage. Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen en gebruik de rollator niet voordat deze volledig is gerepareerd. Breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is!
- Houd altijd rekening met de maximale belasting van de rollator en de accessoires. Overschrijd deze limiet nooit, anders kan de functie en stabiliteit van het product niet volledig worden gegarandeerd.
- Ga niet op de rollator staan of zitten en gebruik hem nooit als opsta- of opstaphulpmiddel!
- Aangezien de rollator is uitgerust met een opvouwfunctie, bestaat er altijd, en vooral bij het uit- en opvouwen, het risico om bekneld of bekneld te raken. Pas altijd op dat uw vingers of hand niet bekneld raken.
- Verbrandingsgevaar! Stel de rollator niet bloot aan direct zonlicht of andere extreme hittebronnen, omdat het materiaal snel kan opwarmen.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.

Inbedrijfstelling





VOORZICHTIGHEID !

Gevaar voor letsel door bekneld raken tijdens het gehele montageproces!



De rollator wordt opgevouwen afgeleverd.

Vouw de rollator uit:




1 Haal de rollator uit de verpakking.

1.1 Zet de handgreepbuizen in de juiste positie. Zorg ervoor dat de vergrendelingsknoppen aan de zijkanten van het frame open zijn.



1.2 Trek de remhendel naar de handgreep toe en sluit deze af met de vergrendeling.

1.3 Steek nu de handgreepbuisen in de buizen van het frame.



1.4 Trek tot slot de voor- en achterwielen zo ver mogelijk uit elkaar totdat het frame vastklikt. Er is een klik te horen.

Pas de hoogte van het handvat aan:

i NOTITIE!


De handgreep van de rollator is met het slot in 5 standen te verstellen. Neem een rechtopstaande maar comfortabele houding aan met je armen losjes hangend. In deze positie moeten uw handen het handvat van de rollator kunnen vastpakken **1**.

⚠ WAARSCHUWING!


Onjuiste hoogteverstelling van de handgreep kan leiden tot een slechte houding en ander letsel **2** + **3**. Gebruik de rollator alleen met de handgreephoogte die voor u juist is ingesteld.

Als je dat nog niet hebt gedaan, open dan het slot **4**. Stel de handgreep aan beide zijden in op een voor u comfortabele positie. Zorg ervoor dat beide handgreepbuisen zich op dezelfde hoogte bevinden. Er staan nummers op de buis naast de hoogteverstelling ter oriëntatie **5**. Sluit nu de vergrendelingsknoppen aan beide zijden zodat ze in het daarvoor bestemde gat op het stuur klikken. De vergrendelingsknop moet aan beide zijden met hetzelfde nummer vastklikken. Houd er rekening mee dat de vergrendelingsknop altijd goed in een van de 5 daarvoor bestemde gaten moet zitten **6**.





Vouw de mand uit:




Maak de mand los door aan de achterste steun te trekken die de mand vasthoudt. De mand komt los en kan vervolgens worden neergeklapt.

7.1 Zodra er een klik hoorbaar is, is de mand vergrendeld en kan deze worden gebruikt.

De mand kan op elk moment van de rollator worden verwijderd met behulp van de klittenbandsluitingen.

Zet de parkeerrem los:



8. Open nu de remmen door de parkeerrem los te maken van de handrem.

Uw rollator is nu klaar voor gebruik.

Plaats indien nodig het dienblad in de houder.


Correct gebruik in het dagelijks leven:

WAARSCHUWING!

Om de best mogelijke ondersteuning te krijgen, houdt u de rollator dicht bij uw lichaam. Alleen dan is een veilige wandeling gegarandeerd. Als u de rollator te ver van uw lichaam verwijderd, kan deze gemakkelijk weggrollen en wordt u mogelijk niet voldoende ondersteund.




Activering van de remmen:



1 Handrem (tijdens het lopen)



Trek de remhendel met beide handen tegelijk en met dezelfde intensiteit omhoog richting het stuur. Om het los te maken, laat je het gewoon weer los. Hoe harder je trekt, hoe groter de remkracht. Als het remvermogen ondanks stevig trekken te laag is, moet de rem mogelijk opnieuw worden afgesteld.



2 Vergrendel de rem (wanneer niet in gebruik)


Trek de handrem naar de hendel toe zoals beschreven in punt 1. Klem vervolgens de remhendel met behulp van de parkeerrem vast zodat de handrem niet meer los kan.

Vouw:



1 Vergrendel de rem en verwijder de lade.

2 Vouw de mand in door de twee stutten samen te trekken en de mand omhoog te klappen.



3 Onder de mand zit een gele knop. Druk hierop om de rollator te ontgrendelen en ingedrukt te houden tijdens het opvouwen.

2 Klap nu de achterwielen van de rollator zo ver mogelijk naar de voorwielen toe. Stel indien nodig de hoogte van de handgreep in op het laagste niveau.

Opslag:

Voor opslag moet de parkeerrem altijd geactiveerd zijn.

Bewaar de rollator op een droge plaats bij kamertemperatuur (circa 20 ° C). Bescherm hem tegen vorst, direct zonlicht of andere weersinvloeden. Houd het product buiten bereik van kinderen.

Reiniging en onderhoud:

Let op de reinigings- en onderhoudsinstructies. Een onjuiste bediening kan het product beschadigen.

Maak de rollator voorzichtig schoon met water en een standaard in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel. Droog het product vervolgens af met een doek.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en stel de rollator altijd niet bloot aan een harde waterstraal (bijv. Van een hogedrukreiniger), aangezien dit kleine onderdelen of het oppervlak van het product kan beschadigen.

Onderhoud:

Controleer voor elk gebruik de functionaliteit van de rollator.

De volgende onderdelen vereisen uw speciale aandacht:

- Remmen
- Wielen
- Schroefverbindingen
- Algemeen uiterlijk van het product
- Sloten

Afvoer van de rollator:

Voer het product in overeenstemming met de geldende voorschriften af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via het gemeentelijk afval. Informeer u indien nodig over een correcte en milieuvriendelijke verwijdering.



Verwijdering van de verpakking:

Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. Zorg ervoor dat u het afval goed scheidt.



RIDDER GmbH

Ridder Straße 1, D-56379 Singhofen

Tel.: +49 (2604) 9541-0, Fax +49 (2604) 9541-50

Mail: info@ridder-online.de, www.ridder-online.de

Art.-Nr.: A030030107

2392021